

iPex - cyfrowy endometr

Do pomiarów głębokości kanału zębowego w każdych warunkach zabiegowych


Zasilany bateriami, czas pracy na jednym komplecie około 50 godzin

Duży kontrastowy wyświetlacz LCD z czytelnym systemem informacji


Wielozakresowe oprogramowanie pomiarowe

Precyzyjna technologia – odchylenie wiertła od osi w czasie pracy mniejsze niż 0,02 mm


Współpracuje z kątnicą ENDO MATE TC2




Gotowy do pracy



Początek kanału



Przy końcu kanału



Przekroczenie zakresu

iPex	
Zasilanie	4 baterie AAA 1,5V (LR03 lub R03)
Waga	185 g
Wymiary	szer. 85 x dł.85 x wys. 90 mm



ENDO MATE TC2 - kątnica bezprzewodowa

Przeznaczona do pracy w trybie ENDO i PTMC

9 stopni regulacji obrotów silnika

Prędkość od 125 do 10000 obr./min

5 poziomów ustawienia mocy

Z funkcją autorewersu

Czytelny system informacji o programowanych ustawieniach

Ergonomiczna, lekka, prosta w obsłudze

Końcówki do pracy w trybie PMTC



NAC-F4R

do zabiegów profilaktycznych
do narzędzi CA (Ø 2,35 mm)
wymiana końcówki na łapkę
redukcja napędu 4:1



EVA-F


do zabiegów profilaktycznych
ruch pionowy posuwisto-zwrotny
napęd 1:1
do końcówek typu EVA

Końcówki do pracy w trybie ENDO



TEQ-F

dla pilników CA (Ø 2,35 mm)
ruch posuwisto-zwrotny 90°
wymiana końcówki przyciskiem
napęd 1:1




MPA-F16R

do endodoncji
dla pilników CA (Ø2,35 mm)
do podłączenia endometru
wymiana narzędzi przyciskiem
redukcja napędu 16:1



TEP-F

do endodoncji
dla pilników ręcznych
ruch posuwisto-zwrotny 90°
wymiana końcówki przyciskiem
napęd 1:1



TEQ-F4R

do endodoncji
dla pilników CA (Ø2,35 mm)
ruch posuwisto-zwrotny 90°
wymiana końcówki przyciskiem
redukcja napędu 4:1



VM-F

do endodoncji
dla pilników ręcznych
ruch pionowy posuwisto-zwrotny
wymiana końcówki przyciskiem
napęd 1:1



Na stronach: www.makromed.com.pl i www.nsk.info.pl mogą Państwo zapoznać się z informacjami dodatkowymi o oferowanych produktach.