

## Cennik produktów 4TEK (Włochy)

### Kompresory



**MIRAGE 70** Kompresor bezolejowy  
1 stanowisko, wydajność 70 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB 3 400 PLN

**MIRAGE 70E** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
1 stanowisko, wydajność 70 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB 4 400 PLN

**MIRAGE 100** Kompresor bezolejowy  
1-2 stanowiska, wydajność 100 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB 4 800 PLN

**MIRAGE 100E** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
1-2 stanowiska, wydajność 100 l./min., zbiornik 25 l., głośność 66 dB 5 800 PLN



**MIRAGE 130** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
2 stanowiska, wydajność 130 l./min., zbiornik 25 l., głośność 67 dB 5 800 PLN

**MIRAGE 130E** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
2 stanowiska, wydajność 130 l./min., zbiornik 25 l., głośność 67 dB 5 800 PLN

**ECO2** Kompresor bezolejowy  
2 stanowiska, wydajność 150 l./min., zbiornik 50 l., głośność 68 dB 6 200 PLN

**ECO2E** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
2 stanowiska, wydajność 150 l./min., zbiornik 50 l., głośność 68 dB 7 600 PLN



**ECO3** Kompresor bezolejowy  
3 stanowiska, wydajność 225 l./min., zbiornik 50 l., głośność 70 dB 7 500 PLN

**ECO3E** Kompresor bezolejowy z osuszaczem  
3 stanowiska, wydajność 225 l./min., zbiornik 50 l., głośność 70 dB 8 900 PLN

### Pompy ssaka



**RAIN 1** Pompa ssaka mokra  
1 stanowisko, wydajność 2800 g./min., sukcja min. 170 mbar, głośność 53 dB 4 500 PLN

**RAIN 2** Pompa ssaka mokra  
2 stanowiska, wydajność 2800 g./min., sukcja min. 220 mbar, głośność 53 dB 7 900 PLN

**RAIN 1C** Pompa ssaka mokra w metalowej obudowie  
1 stanowisko, wydajność 2800 g./min., sukcja min. 170 mbar, głośność 53 dB 5 500 PLN

Data wydania: 1 października 2019r.

| biuro@makromed.com.pl | +48 42 678 88 54 | ul. Czechosłowacka 1 | 92-216 Łódź |

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.