

Włoska firma G.COMM istnieje od 2004 r. Specjalizuje się w produkcji urządzeń usprawniających pracę stomatologów, głównie lamp diodowych i halogenowych oświetlających pole zabiegowe. Jako jedyna instaluje w produkowanych lampach kamery umożliwiające rejestrację zabiegu. Dzięki wysokiej jakości produkty firmy G.COMM znane są w ponad 30 krajach.

## Cennik lamp bezcieniowych do unitów GComm (Włochy)

		<b>Regulacja oraz zakres natężenia światła</b>	<b>Temp. barwy Współcz. CRI (%)</b>	<b>Cena</b>
<b>IRIS Sensomatic</b>		Płynna 8 000 – 35 000 lux	4 200 K - 6 000 K >93	<b>5 800 PLN</b>
Nowoczesna lampa bezcieniowa w technologii LED z płynną zmianą natężenia oraz temperatury barwowej światła, klawiaturą do obsługi, ruchem w 3 płaszczyznach oraz włącznikiem bezdotykowym.				
<b>POLARIS Sensomatic</b>		Płynna 8 000 – 35 000 lux	4 200 K - 5 800 K >90	<b>4 300 PLN</b>
Lampa bezcieniowa w technologii LED z płynną zmianą natężenia oraz temperatury barwowej światła oraz włącznikiem bezdotykowym.				
<b>POLARIS Switch</b>		Płynna 8 000 – 35 000 lux	4 200 K - 5 800 K >90	<b>3 900 PLN</b>
Lampa bezcieniowa w technologii LED z płynną zmianą natężenia oraz temperatury barwowej światła.				
<b>ISA</b>		Dwustopniowa 15 000 i 25 000 lux	5 000 K >90	<b>2 200 PLN</b>
Tradycyjna bezcieniowa lampa halogenowa.				

W komplecie głowica lampy oraz ramię do mocowania na maszt unitu. Data wydania cennika: 1 września 2020r.

| [biuro@makromed.com.pl](mailto:biuro@makromed.com.pl) | +48 42 678 88 54 | ul. Czechosłowacka 1 | 92-216 Łódź |

Warunki dostawy i płatności:

- Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
- Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
- Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
- Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.